

Colores disponibles



Brown



Dark Blue



2013 Korea Good Design (GD) Award
Grand Prize

GOOD DESIGN

K3 *Sillón Dental*

¡Increíblemente Atractivo!

Más de 40.000 unidades instaladas en

el mundo desde su lanzamiento en 2013




HIOSSEN
IMPLANT



K3_A4_4P_v1_20.08

hiossenchile
 @hiossenchile
 contacto@hiossenchile.com

OSSTEM[®]
IMPLANT




K3 Sillón Dental

Sillón Dental K3, presentado por Osstem Implant

- Osstem Implant, creó el revolucionario sillón dental K3 como resultado de una investigación constante en cada uno de sus componentes, como el marco principal, mesa del odontólogo, la unidad dental y luz LED.
- El diseño general de K3 acentúa sus líneas y figuras curvas. Combina bien con el consultorio de cualquier dentista. Hay dos opciones de colores disponibles: Brown (marrón) y Dark Blue (azul oscuro). K3 ha demostrado su durabilidad superando los 10.000 despegues y 5 años de reinicio (encendido/apagado) sin ningún problema.
- K3 ha sido galardonado con el premio Good Design Award, su popularidad ha impulsado a que este sillón dental sea considerado como un elemento estético único en el interior de la consulta.


Posición óptica para tratamiento




Apoya brazo



Tipo de mesa



Luz LED



Tratamiento general (Luz blanca)


Tratamiento de resina (Luz amarilla)

Suministro de agua Sensor dual sys



Sensor automático y temporizador

Consola All-in-one



Portavasos de papel, portapapel, mesa auxiliar

Brazo para monitor LCD



Opciones

- Micromotor eléctrico (Producto suizo Bien-Air OEM) - Scaler (producto suizo EMS OEM) - Óptico (S5L) / No Óptico (S5)
- Pieza de mano (Producto NSK OEM) - Separador de amalgama - 2 reposacabezas articulados - Respaldo y asiento de doble capa.

Las imágenes detalladas del producto están sujetas a cambio según la política del fabricante