

# Kit de Instrumentos del Dr. Cho's (DCHOKIT) 201711

- KIT de cirugía de implantes óptimo basado en años de conocimientos clínicos.
- Compuesto por 10 tipos de instrumentos

## Periostótomo (24G)

- Levantamiento de tejido con bordes cortantes precisos.
- Ancho: 4,2/4,0mm.

EP24G-W

## Separador o Retractor Minesota

- Asegurar una visión clara poniendo bolitas en la boca, las mejillas, etc.

RTCRM-W

## Adaptador de Manguera de Extensión

- Adaptador para conexión de succión de silla

SNKHA-W

## Elevador de Selden

- Retraído y fijado para colgajo de tejido gingival.
- Ancho: 10/13mm.

EP23-W

## Porta Aguja (Crile-Wood, TC)

- Recto
- Punta tratada con carburo de tungsteno.
- Largo: 150mm. (±5)

NHC150TC-W

## Cinzel Ochsenbein

- Eliminación y formación de huesos.
- Ancho: 5,0mm.

CHCO1-W

## Pinza de Tejido (ADSON)

- Se utiliza para sujetar tejidos blandos.
- Sin protuberancias en la superficie interna de la punta.
- Largo: 120mm. (±5)

PT41-W

## Manguera de Extensión

- Manguera de extensión para conexión de succión de silla.
- Se puede utilizar autoclave.
- Material de silicona transparente.

SNKHS-W

## Bolsa de Instrumentos del Dr. Cho's

- Utilizado para la conservación y esterilización de instrumentos.
- Medida: 550×400mm.

WPB-W

## Punta de Succión de Titanio

- Diámetro (interior): 3,0mm.

SN3TI-W

