

122 Taper KIT

HIOSSEN IMPLANT

Colocación completa del implante en 2 sencillos pasos con el Kit 122 Taper de Hiossen.

El innovador kit 122 Taper seguramente le ahorrará un valioso tiempo junto a la silla al tiempo que disminuye las complicaciones del tratamiento. Tratar a más pacientes en menos tiempo con un kit quirúrgico seguro.


Procedimiento conveniente en 2 pasos

- Los implantes óseos blandos se pueden completar en 1 paso.
- Los implantes óseos normales se pueden completar en 2 pasos.
- Los implantes de hueso duro se pueden completar en 2 pasos.




Excelente poder de perforación

Maximiza la potencia de perforación (con un diseño de perforación distintivo y una excelente tecnología de fabricación) que omite la perforación inmediata y proporciona un resultado de perforación rápido y suave.



Prevenir el calentamiento de los huesos


Un excelente poder de perforación permite omitir la perforación inmediata y esto evita el calentamiento del hueso al mantener una temperatura de perforación baja.



Fresa Cónica 122

Fresa Cónica

Temperatura de perforación al usar



Prevención del rebote de la fresa

La fresa cónica de múltiples formas también funciona como fresa piloto y esto evita el rebote durante la perforación.

