


485 KIT

Kit para la colocación segura de implantes cortos en la mandíbula

- La forma redonda de la fresa evita daños al nervio mandibular.
- Perforación segura incluso con una altura ósea insuficiente.
- Reducción del tiempo de consulta gracias a una secuencia de fresado sencilla.

HIOSSSEN
IMPLANT




Previene daños al nervio alveolar inferior gracias a la forma redonda de las fresas.

- Las puntas de las fresas del Kit 485 son redondas, por lo que, no dañan el nervio alveolar inferior.



Gracias a los topes es posible una perforación segura incluso con una altura ósea insuficiente.

- La perforación segura de implantes cortos es posible gracias a los topes (1 mm. de espacio adicional minimiza la interferencia del hueso circundante).
- No se producen daños en los nervios a pesar de una altura ósea insuficiente de menos de 6 mm.



Menos tiempo en el sillón dental gracias a una secuencia de fresado sencilla.

- En hueso normal y hueso duro, basta con perforar dos veces.

