

ESSET KIT

HIOSSSEN
IMPLANT

En comparación con la división convencional de la cresta (es decir, mazos y cinceles), el Kit ESSET divide y expande de forma segura el hueso crestal, prepara el sitio para los implantes dentales.

- Expansión segura y con bajo riesgo de fractura bucal.
- Expansión sin dividir.
- Asegura una fuerte estabilidad inicial en los procedimientos de división de crestas, permitiendo una carga inmediata.
- Reduce el tiempo de curación como consecuencia del defecto de las 4 paredes.
- Permite colocar implantes Ø4.0, Ø4.5 incluso en crestas estrechas.



Expansión más segura y predecible de la cresta estrecha para asegurar suficiente espacio para la colocación del implante.

- La fresa de expansión, expande el hueso dividido mediante el autorroscamiento y reduce el riesgo de fractura ósea.
- Logra una fuerte estabilidad inicial mediante el uso de la elasticidad del hueso expandido.

Cirugía de división de cresta sin cinceles y mazos.

- Eliminar el uso de un mazo minimiza las molestias del paciente.



Otros kits de división de crestas (divididas por mazos).

ESSET Kit de Hiossen divide la cresta del hueso con una sierra.

Coloque implantes sin exceso de torque.

Los implantes se pueden colocar sin exceso de par porque el hueso dividido se expande y se asegura con el taladro de expansión.

