


KIT Protésico

Proporciona al odontólogo todas las herramientas necesarias para la colocación ideal de toda la gama de accesorios del sistema TS III / TS IV.

HIOSSSEN IMPLANT



Solución fiable

Restauración fiable y segura para la colocación ideal de toda la gama de accesorios del sistema de implantes Hiossen by Osstem.

Destornillador angulado para prótesis estéticas

- Facilita el acceso y la manipulación del tornillo y los pilares del implante posterior.

Cabeza hexagonal redonda

- La cabeza redonda del destornillador permite atornillar desde la entrada del pilar hasta 20 grados.
- El par de apriete de tornillos recomendado es de 30 Ncm como máximo.

