

Ortho KIT y Tornillos de de Ortodoncia

HIOSSEN
IMPLANT

Para un tratamiento de ortodoncia efectivo

- Drill
- Universal Handle (Mango Universal)
- Driver Tip (Punta de Driver)
- Hand Drill (Drill de Mano)
- Driver Handle (Mango de Driver)
- Hand Driver (driver de Mano)
- Machine Driver (Driver de Máquina)



Caja autoclavable incluye conductor manual con dos pines, dos drilles o fresas para huesos corticalizados, dos pines para motor de implantes y un conductor manual para zonas inaccesibles.

Tratamiento de Superficie

Grabado Ácido (HCl + H₂SO₄): SA Tratamiento de superficie aplicado (Low SA)



Valor promedio de torque extracción (Unit:Ncm)				
Grupo	1W	2W	4W	8W
Maquinado	4.5	5.8	3.9	4.6
Grabado	5.1	6.7	7.4	6.5



Ventajas

- Respuesta osteoblástica mejorada (nitidez / Micro-pit)
- Aumento del área de contacto del hueso con el implante
- Alto bloqueo (rugosidad)
- Minimizar la posibilidad de fallas tempranas y tardías



Minimiza la posibilidad de fracaso temprano o tardío

Adaptable a diversos casos clínicos

