

Colores disponibles



Brown



Dark Blue



2013 Korea Good Design (GD) Award
Grand Prize

K3 *Sillón Dental*

¡Increíblemente Atractivo!

Más de 40.000 unidades instaladas en

el mundo desde su lanzamiento en 2013



HIOSSEN
IMPLANT



K3_A4_4P_v1_20.08

 hiossenchile
 @hiossenchile
 contacto@hiossenchile.com

OSSTEM[®]
IMPLANT




K3 Sillón Dental

Sillón Dental K3, presentado por Osstem Implant

- Osstem Implant, creó el revolucionario sillón dental K3 como resultado de una investigación constante en cada uno de sus componentes, como el marco principal, mesa del odontólogo, la unidad dental y luz LED.
- El diseño general de K3 acentúa sus líneas y figuras curvas. Combina bien con el consultorio de cualquier dentista. Hay dos opciones de colores disponibles: Brown (marrón) y Dark Blue (azul oscuro). K3 ha demostrado su durabilidad superando los 10.000 despegues y 5 años de reinicio (encendido/apagado) sin ningún problema.
- K3 ha sido galardonado con el premio Good Design Award, su popularidad ha impulsado a que este sillón dental sea considerado como un elemento estético único en el interior de la consulta.


Posición óptica para tratamiento



Apoya brazo




Tipo de mesa



Opciones

- Micromotor eléctrico (Producto suizo Bien-Air OEM) - Scaler (producto suizo EMS OEM) - Óptico (S5L) / No Óptico (S5)
- Pieza de mano (Producto NSK OEM) - Separador de amalgama - 2 reposacabezas articulados - Respaldo y asiento de doble capa.

Luz LED



Tratamiento general
(Luz blanca)


Tratamiento de resina
(Luz amarilla)

Suministro de agua Sensor dual sys



Sensor automático y temporizador

Consola All-in-one



Portavasos de papel, portapapel, mesa auxiliar

Brazo para monitor LCD



Las imágenes detalladas del producto están sujetas a cambio según la política del fabricante